


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp1 Para Wb - 094782

Número de artículo: CM0029219



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra USP1 humana, validado para WB y ELISA. Detecta USP1 en muestras humanas y de ratón. Útil para la investigación de la reparación del daño al ADN y la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-USP1
Observaciones/Alias	UBP; USP1
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	7398
ID de gen	7398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la USP1 humana (NP_003359.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	O94782
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo