

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp11 Para Wb Y Elisa - P51784

Número de artículo: CM0002491



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la USP11 humana (UHX1), validado para Western blotting (WB) y ELISA. Adecuado para estudios de desubiquitinación, señalización de NF-kappa-B, reparación del ADN y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP11 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UHX1; USP11
Especie	Humano
GeneID (humano)	8237
GeneID	8237
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 800-900 de la USP11 humana (P51784).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51784
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo