

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51784

Número de artículo: CM0019781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra USP11, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina, reparación del ADN y cromatina en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UHX1; USP11
Especie	Humano
ID de Gen	8237
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-190 del USP11 humano (NP_004642.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51784
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo