

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp13 Para Wb, Elisa - Q92995

Número de artículo: CM0014925



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-USP13 validado para WB y ELISA. Detecta USP13 humano, de ratón y de rata, una deubiquitinasa que regula la autofagia, el ERAD y el ciclo celular. Ideal para investigación en oncología y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ISOT3; IsoT-3; USP13
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8975
ID del gen	8975
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-200 de la USP13 humana (NP_003931.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92995
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo