


Anticuerpo Monoclonal Anti-Usp14 Para Wb, Ip, Elisa - P54578

Número de artículo: CM0003579



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra USP14, una desubiquitinasa asociada al proteasoma involucrada en el reciclaje de ubiquitina, la degradación de CXCR4 y la inmunidad innata. Validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso molecular predicho 56 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal USP14 Conejo
Observaciones/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9097
GeneID	9097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 371-473 de la USP14 humana (P54578).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54578
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo