


Anticuerpo Policlonal Anti-Usp14 Para Wb, Elisa - P54578

Número de artículo: CM0021287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra USP14 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para la investigación sobre proteólisis dependiente de ubiquitina, inmunidad innata y función neuromuscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Especie	Humano
GeneID (humano)	9097
GeneID	9097
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 del USP14 humano (NP_005142.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54578
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo