

Anticuerpo Monoclonal Anti-Usp15 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4E8

Número de artículo: CM0008420



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra USP15 (enzima desubiquitinante 15). Ideal para estudiar las vías de TGF-beta, NF-kappa-B y mitofagia en tejidos humanos, de ratón y de rata mediante WB, IP, ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP15 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UNPH4; UNPH-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9958
GeneID	9958
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 968-981 del USP15 humano (NP_001239007.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4E8
Peso proteico	27 kDa/109-112 kDa
Envío	Bolsa de hielo