

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp15 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y4E8

Número de artículo: CM0013423



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-USP15 validado para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Detecta USP15 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar la desubiquitinación, la señalización de TGF-beta, la regulación de NF-kappa-B y la mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UNPH4; UNPH-2; USP15
Especie	Humano
GeneID (humano)	9958
GeneID	9958
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético de USP15 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4E8
Peso de la proteína	112 kDa
Envío	Bolsa de hielo