


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp19 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94966

Número de artículo: CM0029240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para USP19 (hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina 19), validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón; detecta una banda de ~146 kDa. Ideal para investigaciones sobre desubiquitinación, ERAD, hipoxia y diferenciación muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP19 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ZMYND9; USP19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10869
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del USP19 humano (NP_001186089.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94966
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo