


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Usp21 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Número de artículo: CM0024262



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la desubiquitinasa humana USP21, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. USP21 regula la desubiquitinación de la histona H2A y la activación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USP16; USP23; USP21
Especie	Humano
GeneID	27005
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la USP21 humana (NP_036607.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UK80
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo