

Anticuerpo Policlonal Anti-Usp22 Para Wb, Elisa - Q9Upt9

Número de artículo: CM0021468

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra USP22, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada frente a humano y ratón. Adecuado para estudios de deubiquitinación, regulación transcripcional y señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USP3L; USP22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23326
GeneID	23326
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de USP22 humano (NP_056091.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPT9
Peso de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo