

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp22 Para Wb Y Elisa - Q9Upt9

Número de artículo: CM0009255

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-USP22 validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con USP22 humano y de ratón. Ideal para estudiar los roles de la deubiquitinasa en la regulación de la transcripción, la progresión del ciclo celular y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP22 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	USP3L; USP22
Especie	Humano
ID de Gen	23326
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 del USP22 humano (Q9UPT9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPT9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo