

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp24 Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número de artículo: CM0002355

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo USP24 validado para WB y ELISA. Detecta USP24 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en ubiquitina-proteasoma, supervivencia celular y ferritinofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo USP24
Observaciones/Alias	USP24; peptidasa específica de ubiquitina 24
Especie	Humano
GenelD	23358
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2500-2600 de USP24 humano (Q9UPU5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Envío	Bolsa de hielo