

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp24 Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número de artículo: CM0020892

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la USP24 humana, una proteasa específica de ubiquitina de 294 kDa implicada en la ferritofagia y la supervivencia celular. Validado para Western blot y ELISA con reactividad humana y de ratón.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	USP24 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	USP24; peptidasa específica de ubiquitina 24
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23358
ID de Gen	23358
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Envío	Bolsa de hielo