

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp24 Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número de artículo: CM0015784

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo USP24 (pAb) detecta específicamente USP24 humano y de ratón, validado para Western blot y ELISA. Este anticuerpo de desubiquitinasa respalda la investigación sobre supervivencia celular, ferritinofagia y vías de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP24 Conejo pAb
Observaciones/Alias	USP24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23358
GeneID	23358
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2431-2620 de USP24 humano (NP_056121.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPU5
Peso Proteico	294kDa
Envío	Bolsa de hielo