


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp25 Para Wb - Q9Uhp3

Número de artículo: CM0005230



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra USP25 humana, validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de ubiquitinasa, inflamación y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra USP25
Observaciones/Alias	USP21; USP25
Especie	Humana
GeneID	29761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la USP25 humana (NP_037528.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHP3
Peso de la proteína	122KDa/125KDa/129KDa
Envío	Bolsa de hielo