

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70Cq3

Número de artículo: CM0013690



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra USP30 humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en mitofagia y desubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP30 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USP30
Especie	Humana
GeneID (Humana)	84749
GeneID	84749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-390 de la USP30 humana (NP_116052.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q70CQ3
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo