


Anticuerpo Policlonal Anti-Usp33 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tey7

Número de artículo: CM0019365



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la USP33 humana (VDU1) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la desubiquitinación, la biología del centrosoma y el tráfico de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP33 Rabbit pAb
Observaciones/alias	VDU1; USP33
Especie	Humana
ID del gen	23032 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-400 de la USP33 humana (NP_963920.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8TEY7
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo