

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Usp39 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Número de artículo: CM0003596



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-USP39 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y rata. USP39 es una desubiquitinasa involucrada en el corte y empalme (splicing), la reparación del ADN y el control del ciclo celular. Ideal para la investigación en el desarrollo de células B, la respuesta al daño del ADN y la señalización antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-USP39
Observaciones/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10713
GeneID	10713
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la USP39 humana (Q53GS9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q53GS9
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo