

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp39 Para Wb Y Elisa - Q53Gs9

Número de artículo: CM0030796



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-USP39 (alias 65K, SAD1, SNRNP65) validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad con USP39 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar empalme, reparación del ADN y señalización antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo USP39
Observaciones/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Especie	Humano
GenelD (humano)	10713
GenelD	10713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 336-565 de USP39 humano (NP_006581.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53GS9
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo