

Anticuerpo Policlonal Anti-Usp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13107

Número de artículo: CM0019679



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra USP4 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta USP4 en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de desubiquitinación, respuesta inmune y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UNP; Unph; USP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	7375
GeneID	7375
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 560-700 del USP4 humano (NP_003354.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13107
Peso proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo