

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp47 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

Número de artículo: CM0016647

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra USP47 validado para la detección de USP47 humano y de ratón (~157 kDa) mediante WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación de la reparación del ADN, la integridad del genoma y el ciclo celular. - Q96K76.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP47 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TRFP: USP47
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55031
ID del gen	55031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1128-1287 de USP47 humano (NP_060414.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96K76
Peso molecular	157 kDa
Envío	Bolsa de hielo