

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp48 Para Wb, Elisa - Q86Uv5

Número de artículo: CM0028713

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra USP48 reconoce la USP48 (deubiquitinasa) humana, de ratón y de rata. Validado para WB y ELISA, ayuda en el estudio de la señalización de NF-κB, el ciclo celular y la regulación de la piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	USP48 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	84196
ID del gen	84196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la USP48 humana (NP_115612.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UV5
Peso de la proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo