


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Número de artículo: CM0026126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra USP5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con USP5 humano, de ratón y de rata (96 kDa). Ideal para estudios de desubiquitinación y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	USP5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ISOT; USP5
Especies	Humano
GeneID (humano)	8078
GeneID	8078
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de USP5 humano (NP_003472.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45974
Peso Molecular de la Proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo