


## Anticuerpo Policlonal Anti-Usp9X Para Wb, Elisa - Q93008

Número de artículo: CM0022865



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo USP9X para aplicaciones de Western Blot y ELISA, validado en Humano, Ratón, Rata. Materia prima IVD de alta calidad para estudiar la actividad deubiquitinasa, la señalización de TGF- $\beta$  y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | USP9X Conejo pAb                                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de Gen (Humano)  | 8239                                                                                                                                     |
| ID de Gen           | 8239                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de USP9X humano (NP_001034679.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS               | Q93008                                                                                                                                   |
| Peso Molecular      | 290kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |