

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Usp9X/Usp9Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000507

Número de artículo: CM0023038

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra USP9X/USP9Y humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudios de desubiquitinación y desarrollo de células germinales masculinas. Peso molecular aproximadamente 291 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac pAb de Conejo USP9X/USP9Y
Observaciones/Alias	DDFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8287
ID del Gen	8287
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2456-2555 de USP9X/USP9Y humano (NP_004645.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00507
Peso Proteico	291 kDa
Envío	Bolsa de hielo