


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Utp11L Para Wb, Elisa - Q9Y3A2

Número de artículo: CM0018947



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UTP11L humano (CGI94), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata; detecta una banda de aproximadamente 30 kDa. Ideal para investigaciones sobre la biogénesis de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UTP11L Rabbit pAb
Observaciones/alias	CGI94; CGI-94; UTP11L
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51118
ID del gen	51118
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9Y3A2
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo