

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Utp18 Para Wb Y Elisa - Q9Y5J1

Número de artículo: CM0020818



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína UTP18 (WDR50) humana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar la biogénesis de ribosomas, el procesosoma SSU y el procesamiento del ARNr pre-18S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UTP18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WDR50; CGI-48; UTP18
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51096
ID del gen	51096
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-260 de la UTP18 humana (NP_057085.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5J1
Peso molecular de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo