


Anticuerpo Policlonal Anti-Utp6 Para Wb, Elisa - Q9Nyh9

Número de artículo: CM0019179



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UTP6 humano (HCA66), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis ribosómica y procesamiento nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UTP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCA66; C17orf40; UTP6
Especie	Humano
GeneID (humano)	55813
GeneID	55813
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NYH9
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo