

Anticuerpo Policlonal Anti-Uvrag Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2Y5

Número de artículo: CM0027727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UVRAG humano (p63, VPS38). Validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta UVRAG endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en autofagia, tráfico de membranas y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UVRAG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7405
GeneID	7405
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-699 de UVRAG humano (NP_003360.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2Y5
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo