

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B-Amiloide(1-40) Para If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Número de artículo: CM0006297



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra β -amiloide(1-40), un péptido clave de la enfermedad de Alzheimer. Validado para IF-P, IHC-P, DB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre amiloide y procesamiento de APP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra β -amiloide(1-40)
Observaciones/alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -amiloide(1-40)
Especie	Humano
GeneID (humano)	351
GeneID	351
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 671-770 de β -amiloide(1-40) humano (NP_000475.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05067
Peso de la proteína	4 kDa
Envío	Bolsa de hielo