

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B-Amyloide (1-42) Para Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Número de artículo: CM0004994



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la β -Amyloide (1-42) humana para WB, IF-P, IHC-P, DB y ELISA. Detecta un péptido de 4 kDa, presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre el Alzheimer, desarrollo de diagnósticos y estudios mecanicistas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	β -Amyloide (1-42) mAb de conejo
Observaciones/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloide (1-42)
Especie	Humana
ID genético (Humano)	351
ID genético	351
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 691-770 de la β -Amyloide humana (NP_000475.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05067
Peso de la proteína	4 kDa
Envío	Bolsa de hielo