

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-B-Arrestina1 Para Wb Y Elisa - P49407

Número de artículo: CM0003072



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra β -arrestina1 humana (ARRB1) para Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra β -arrestina1
Observaciones/Alias	ARB1; ARR1; β -arrestina1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	408
GeneID	408
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la β -arrestina1 humana (P49407)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49407
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo