

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B-Arrestina1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Número de artículo: CM0013360



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a β -arrestina1 (ARRB1/ARB1/ARR1), validado en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de desensibilización e internalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	β -arrestina1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARB1; ARR1; β -arrestina1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	408
ID de gen	408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 169-418 de la β -arrestina1 humana (NP_004032.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49407
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo