

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B-Catenina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0018015



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra β -Catenina (CTNNB1) validado para Western blot, IHC, IF y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en señalización Wnt y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	β -Catenina pAb de conejo
Observaciones/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenina
Especies	Humano
GeneID (humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la beta Catenina humana (NP_001895.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo