

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B-Catenina Para Wb, Ihc-P, Ip Y Elisa - P35222

Número de artículo: CM0015102



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la β -catenina humana (CTNNB1), adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta la β -catenina endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	β -Catenina pAb de conejo
Observaciones/alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenina
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1499
ID del gen	1499
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 667-781 de la β -catenina humana (NP_001895.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35222
Peso molecular	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo