


Anti-B-Trcp/Btrc Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Número de artículo: CM0006350



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante que se dirige a la β -TrCP/BTRC humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce la BTRC humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de ubiquitinación y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	β -TrCP/BTRC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Especie	Humano
GeneID (humano)	8945
GeneID	8945
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la β -TrCP/BTRC humana (NP_378663.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y297
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo