

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-B-Trcp/Btrc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Número de artículo: CM0022862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra β -TrCP/BTRC (FWD1, FBXW1) humano para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para el estudio de la proteólisis mediada por ubiquitina, la señalización de NF- κ B y Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	β -TrCP/BTRC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Especie	Humano
GeneID	8945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de β -TrCP/BTRC humano (NP_378663.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y297
Peso molecular de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo