


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Adrenérgico B1 Para Wb, Elisa - P08588

Número de artículo: CM0022732



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el receptor adrenérgico  $\beta 1$  humano (ADRB1), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación cardiovascular y neurológica en estudios de señalización de GPCR y función cardíaca.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo Receptor Adrenérgico $\beta 1$                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; Receptor Adrenérgico $\beta 1$                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 153                                                                                                                                                               |
| ID de Gen           | 153                                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del receptor adrenérgico $\beta 1$ humano (NP_000675.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                               |
| SWISS               | P08588                                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                    |