

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vamp1 Para Wb - P23763

Número de artículo: CM0004954

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VAMP1/synaptobrevin-1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación en neurociencia y tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VAMP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Especie	Humano
ID del gen	6843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de VAMP1 humano (P23763)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23763
Peso molecular de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo