

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vamp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

Número de artículo: CM0025503

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra VAMP1 (sinaptobrevina-1) para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con VAMP1 humano, de ratón y de rata (predicho ~13 kDa). Apoya la investigación sobre el tráfico de vesículas y la neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAMP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6843
ID de Gen	6843
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-96 de VAMP1 humano (NP_954740.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23763
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo