


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vamp2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

Número de artículo: CM0008946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VAMP2 de alta calidad para aplicaciones de WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona con VAMP2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la exocitosis de vesículas sinápticas y la fusión de membranas mediada por SNARE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VAMP2 mAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Especie	Humano
ID del gen	6844
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VAMP2 humano (P63027)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63027
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo