

Anticuerpo Policlonal Anti-Vamp3/Cellubrevin Para Wb Y Elisa - Q15836

Número de artículo: CM0026881

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VAMP3/Cellubrevin, adecuado para WB y ELISA. Reconoce VAMP3 humano, de ratón y de rata. Se dirige al dominio N-terminal y detecta una banda de 11kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAMP3/Cellubrevin Conejo pAb
Observaciones/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9341
ID del Gen	9341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de VAMP3/Cellubrevin humano (NP_004772.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15836
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo