

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vamp3/Cellubrevin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15836

Número de artículo: CM0009332

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VAMP3/cellubrevin humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio del tráfico endosomal y el transporte vesicular mediado por SNARE en entornos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VAMP3/Cellubrevin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Especie	Humano
GenelD (humano)	9341
GenelD	9341
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de VAMP3/Cellubrevin humano (Q15836).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15836
Peso molecular de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo