

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vamp4 Para Wb Y Elisa - 075379

Número de artículo: CM0024962

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VAMP4 para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta VAMP4 humano, de ratón y de rata, una v-SNARE que regula la fusión de vesículas y el tráfico de membranas. Ideal para investigación de complejos SNARE y regeneración muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VAMP4 Rabbit pAb
Notas/Alias	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8674
ID del gen	8674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de la VAMP4 humana (NP_003753.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75379
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo