


Anticuerpo Policlonal Anti-Vamp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51809

Número de artículo: CM0022914



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VAMP7 humano (SYBL1/TI-VAMP), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación del tráfico lisosomal y la exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAMP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6845
ID de Gen	6845
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-70 de VAMP7 humano (NP_005629.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51809
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo