

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vamp8 Para Wb, Elisa - Q9Bv40

Número de artículo: CM0014650



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo VAMP8 (WB, ELISA) se dirige a la VAMP8 humana (también conocida como Endobrevin/EDB) con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Es ideal para estudiar la fusión de membranas mediada por SNARE, la autofagia y la exocitosis de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo VAMP8
Observaciones/Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8673
ID del Gen	8673
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-75 de la VAMP8 humana (NP_003752.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV40
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo