


Anticuerpo Policlonal Anti-Vapa Para Wb, Ihq-P, Elisa - Q9P0L0

Número de artículo: CM0016356



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VAPA (VAP-A) humana, validado para Western blot, IHQ-P y ELISA. Detecta VAPA endógena en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en sitios de contacto del RE y tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	VAPA Rabbit pAb
Notas/Alias	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Especie	Humano
GeneID (humano)	9218
GeneID	9218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-227 de VAPA humana (NP_919415.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P0L0
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo