


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vapb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

Número de artículo: CM0029769



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VAPB adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con VAPB humano, de ratón y de rata. Para estudiar sitios de contacto RE-endosoma y UPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAPB Conejo pAb
Observaciones/Alias	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
Especie	Humano
GeneID	9217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-222 de VAPB humano (NP_004729.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95292
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo