

## Anticuerpo Policlonal Anti-Vash1 Para Wb, Elisa - Q7L8A9

Número de artículo: CM0024932



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra VASH1 humano (carboxipeptidasa 1 tubulinil-Tir), validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón; adecuado para la investigación de angiogénesis y microtúbulos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | VASH1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | TTCP 1; KIAA1036; VASH1                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 22846                                                                                                                            |
| ID de Gen           | 22846                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de VASH1 humano (NP_055724.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                    |
| SWISS               | Q7L8A9                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |